

RHEOSEPT® ID plus⁺

Hochkonzentriertes Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Desinfektion für invasive Medizinprodukte



- extrem wirtschaftliches Hochkonzentrat
- hohe Anwendungsflexibilität durch verschiedene Anwendungskonzentrationen
- materialschonende Anwendung
- VAH gelistet
- für Vorreinigung und Desinfektion
- geeignet für Endoskope
- einsetzbar im Ultraschallbad
- enthält Korrosionsschutz und einen hohen Anteil an Reinigungskomponenten
- aldehydfrei

Anwendungsbereiche/-gebiete

Geignet für ärztliches und zahnärztliches Instrumentarium aus Edelstahl, Kunststoff, Gummi, Glas, Porzellan und Alginate. Nicht geeignet für Buntmetalle, Aluminium, Kupfer.

Anwendungshinweise

Gebrauchslösung aus Wasser und Instrumentendesinfektionsmittel gemäß der vorgesehenen Anwendungskonzentrationen in Abhängigkeit der gewünschten Anwendungsdauer erstellen. Instrumente nach der Nutzung in Lösung einlegen. Einwirkzeiten unbedingt einhalten. Anschließend die Instrumente unter reichlich fließenden, lauwarmen Wasser abspülen. Gebrauchslösung regelmäßig, möglichst täglich, oder bei sichtbarer Verschmutzung unverzüglich wechseln. Die Standzeit der Gebrauchslösung sollte 14 Tage nicht überschreiten. Produktvermischungen unbedingt vermeiden. Hinweise der Instrumentenhersteller beachten. Nicht zusätzlich erhitzen. Vor der Anwendung sind die Instrumente in die vorgesehenen Bestandteile zu zerlegen. Die Notwendigkeit einer Vorreinigung und Zwischenspülung ist zu prüfen, da anhaftende Verschmutzungen das Desinfektionsergebnis beeinträchtigen können. Bei Bedarf ist eine mechanische Reinigung durchzuführen. Das Produkt kann ebenfalls zur Reinigung, auch im Ultraschallbad, verwendet werden. Hohlräume von Instrumenten sind zu berücksichtigen. Bei der Klarspülung müssen sämtliche Materialreste entfernt werden. Klarspülen fortsetzen, bis keine Schaumbildung mehr erkennbar ist.

Wirkspektrum

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2), tuberkulozid und sporizid (EN 13704). Alle Eigenschaften des Wirkungsspektrums sind durch Nachweise akkreditierter Laboratorien belegt.

Wirksamkeit	Norm	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	EN 13727	0,1/0,25/1 %	15/5/1 Minuten
levurozid	EN 13624	0,05/0,1/0,25 %	30/15/1 Minuten
bakterizid/levurozid	VAH	0,25/0,5/2 %	30/15/5 Minuten
begrenzt viruzid	EN 17111	0,5/1 %	30/15 Minuten
begrenzt viruzid	RKI/DVV	0,25/0,5/1 %	60/30/5 Minuten
tuberkulozid	EN 14348	1/2 %	60/30 Minuten
sporizid	EN 13704	5 %	15 Minuten
sporizid	EN 13704	1,6 %	15 Minuten

Registrierungen

Medizinprodukt Klasse IIb (CE 0044).

Zusammensetzung

100 g enthalten: 22 g Bis(3-aminopropyl) dodecylamin, 7 g Didecyldimethylammonium chlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Tenside, Komplexbildner, Korrosionsschutz.

Physikalische und chemische Eigenschaften

pH-Wert (Konzentrat) 10-12

pH-Wert (Anwendung) 8-9

Geruch: parfümiert

Farbe: klar, hellgelb

Form: flüssig

Hinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Nur durch eingewiesenes und geschultes Personal zu verwenden.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde.

Bei 5 - 30 °C, lichtgeschützt und geschlossen lagern.

Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

Zusätzliche Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70, E-Mail: vertrieb@rheosol.com.

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikel	Inhalt	VPE	Palette
20528352	RHEOSEPT-ID plus ⁺ Flasche	1000 ml	4 Stk./Karton	224 Stk.
20528050	RHEOSEPT-ID plus ⁺ Kanister	5 L	1 Stk.	69 Stk.